


INDESmed Carbon Unterarmgehstütze

Improving your future

INDESmed



Die Leichteste Unterarmgehstütze der Welt – 100% Carbonfaser

Einzigartiges dynamisches Design, ergonomisch und innovativ, zusammen mit einem neuartigen und angenehmen Griff, der Gelenk- und Handschmerzen, sowie Sehnenentzündung aktiv vorbeugt. Individuell geformte Gehstütze, gefertigt aus innovativen High-Tech Materialien.

Die oval geschwungene Form des Rohrs erlaubt eine optimale Anpassung der Stütze an die Anatomie der jeweiligen Person. Die austauschbaren Silikonüberzüge erlauben eine Individualisierung der Gehstütze. Die stufenlose, separate Feineinstellung von Griff und Armschelle verbessert die Anpassbarkeit der Stütze. Durch die gewählte Befestigungsart werden störende Klick- und Klackgeräusche verhindert, die bei vielen konventionellen Gehstützen auftreten.

Das ergonomische Design des Griffs erhöht den Benutzungskomfort bedeutend. Er stellt eine natürliche Haltung des Handgelenks sicher und verhindert Verspannungen in der Hand sowie Sehnenentzündung.

Materialien:

Rohr: Carbonfaser, Kapsel: TPU, Griff: Nylon, Griffüberzug: hypoallergenes Silikon

Verfügbare Farben:

Rohr: Carbon-Antrazit. Griff: grau, schwarz, lila, orange. Kapseln: schwarz, lila, orange.

Optionales Zubehör:



Leitfaden zur Größe

Größe	XS			L	XL
Länge der Krücke (l)	95cm	103cm	106cm	108,5cm	118,5cm
Benutzergröße (h)	145cm - 155cm	155cm - 165cm	165cm - 175cm	175cm - 185cm	185cm - 195cm



INDES medical s.l.

Calle Franklin Nº 12, 28814 Daganzo de Arriba (Madrid) España