


Canne de Marche de Luxe

Canne de marche réglable et ultra-légère en Fibre de Carbone

Poids maxi conseillé: 200Kg



A new bird has arrived
to the jungle!

Découvrez notre canne de marche de Luxe 100% fibre de carbone.

Ultra-légères et confortables, elle ne pèse que 150 grammes.



Réglable au millimètre et ergonomique, poignées de couleur interchangeables.
Obtenir une canne de marche élégante et fabriquée avec des matériaux de dernière génération est désormais possible.

La canne de marche de Luxe

Canne de marche en fibre de carbone, ultra-légère, elle ne pèse que 150 grammes.

Une canne de marche moderne et exclusive, un véritable complément de mode et santé, pour toute personne priorisant leur bien-être grâce à l'utilisation des dernières technologies.

La canne de marche de luxe est faite d'une structure tubulaire ovale et courbe qui permet une parfaite transmission de la charge du poids.



Notre exclusive poignée ergonomique améliore la position du pouce en éliminant l'apparition des durillons. Elle favorise également la position naturelle du poignet et évite ainsi les symptômes de tendinite.

Le revêtement de la poignée, en silicone, interchangeable et hypoallergénique, est disponible en 4 couleurs.

Dimensions

Taille usager	Hauteur recommandée
185-195 cm	XL (h = 98 cm)
175-185 cm	L (h = 88 cm)
165-175 cm	M (h = 83 cm)
155-165 cm	S (h = 78 cm)



Caractéristiques techniques

Pièces	Composition	Poids maxi	Caractéristiques
Structure principale	100% Fibre de carbone	CE 200Kg	Structure courbe
Poignée	Nylon		Hauteur réglable
Revêtement poignée	Silicone hypoallergénique		Hypoallergénique
Embout antidérapant	TPU		22° angle maximal de contact au sol.