

Cannes Anglaises en Fibre de Carbone

Cannes anglaises réglables et ultra-légères 100% fibre de carbone

Poids maxi conseillé: 200Kg



Découvrez nos cannes anglaises en fibre de carbone, les plus légères du monde!
Ultra-légères et Résistantes. Réglables au millimètre et ergonomiques
Éliminent les symptômes de tendinite.

Les cannes anglaises en fibre de carbone, les plus légères du monde!

Conçues avec des matériaux de dernière génération, sa conception exclusive, courbe et ovale, permet un **réglage au millimètre** et une adaptation anatomique parfaite.

Poids maximum conseillé **200 kg**, certifiées CE et **poids total 220 g** (approx.) chacune. Disponibles en 4 tailles, de S à XL.

L'appui brachial et la poignée, tous deux réglables au millimètre, garantissent une adaptation précise selon l'anatomie de l'utilisateur.

Son design respecte la **position naturelle du poignet** et élimine les douleurs sur les nerfs moyens et radiaux.

La conception ergonomique de la poignée augmente le confort en diminuant la pression corporelle sur la paume de la main; maintient la position naturelle du poignet et **évite les tendinites**.

Silencieuses: le réglage de la poignée améliore le design et évite le bruit au sol, problème récurrent avec les cannes anglaises classiques et leur système de réglage en hauteur conventionnel.



Dimensions

Taille usager	Hauteur recommandée
185-195 cm	XL (h = 118,5 cm)
175-185 cm	L (h = 108,5 cm)
165-175 cm	M (h = 106 cm)
155-165 cm	S (h = 103 cm)



Caractéristiques techniques

Pièces	Composition	Poids maxi	Caractéristiques
Structure principale	100% Fibre de carbone	CE 200Kg	Structure courbe
Poignée	Nylon		Hauteur réglable
Revêtement poignée	Silicone hypoallergénique		Hypoallergénique
Appui brachial ouvert	Nylon		Hauteur réglable d1 (7cm diamètre interne) d2 (8cm diamètre interne) d3 (10cm diamètre interne)
Appui brachial rabattable	Nylon		Hauteur réglable Taille unique 10cm
Embout antidérapant	TPU		22° angle maximal de contact au sol.