

Bastone da passeggio in carbonio

Bastone colorato leggero e regolabile in fibra di carbonio

Carico massimo: 200 kg



Comodità e design perfettamente combinati nel nostro bastone di carbonio: moderno, semplice e funzionale.

Creati con i materiali più avanzati, i bastoni INDESmed diventeranno i tuoi migliori amici grazie al loro design innovativo e alla loro ineguagliabile leggerezza.

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna www.indesmed.com/it
Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com

Il Bastone da passeggio in carbonio


Il bastone da passeggio in fibra di carbonio ultraleggero, pesa solo 190g.

Il nuovo bastone da passeggio INDESmed, moderno ed esclusivo, un vero accessorio alla moda e per la salute, per chiunque dia priorità al proprio benessere attraverso l'uso delle ultime tecnologie.

Il bastone è realizzato con una struttura tubolare ovale con una curvatura che consente una perfetta distribuzione del carico del peso.

La nostra esclusiva impugnatura ergonomica migliora la posizione del pollice ed elimina il rischio di calli e di tendinite.

Impugnatura in silicone, intercambiabile e ipoallergenico, è disponibile in quattro colori. La punta del bastone, con solo 25 grammi, ha una funzione antiscivolo.



Altezza utilizzatore	Taglia raccomandata
185-195 cm	XL (h=98cm)
175-185 cm	L (h=88cm)
165-175 cm	M (h=83cm)
155-165 cm	S (h=78cm)



	Peso	Composizione	Certificati	Specificazioni
Struttura principale	100g	Fibra di carbonio 100%	CE 200 kg test di carico	Impugnatura regolabile
Impugnatura	90g	Nylon	CE 200 kg test di carico	Altezza regolabile
Rivestimento impugnatura	10g	Silicone ipoallergenico	FDA - interchangeable	Ipoallergenico
Puntale	25g	TPU e Nylon	CE 200 kg test di carico	Angolo di contatto massimo di 22° a terra. Il rivestimento in Nylon protegge la struttura di carbonio

Visita la nostra pagina web sui bastoni: [Bastoni INDESmed](https://www.indesmed.com/it/bastoni)

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna www.indesmed.com/it Servizio

Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com